



きりんカルテ

連携設定マニュアル

# モダリティマネージャの インストール



きりんカルテシステム株式会社

Ver1.0


## モダリティマネージャのインストール

モダリティマネージャは医療機器との連携を行うために必要なツールです。

**必ず連携する全ての端末にモダリティマネージャのインストールを行ってください。**

※連携を行う端末はWindows10をご準備ください。

- 1) 「正式版用kirin-modality-manager-v〇.〇.〇」をダブルクリックします。以下の画面が表示されますので「詳細情報」を選択します。



- 2) 「実行」を選択します。




## モダリティマネージャのインストール

3) 「使用許諾契約書に同意します」にチェックを付け、「インストール」を選択します。



4) 以下のインストール画面が表示されます。



5) インストールが完了しましたら以下の画面が表示されますので、「完了」を選択します。





きりんカルテ